



Dispone di una campana con 28 faretti a raggi infrarossi, che emettono luce e calore.

La regolazione elettronica della seduta ottimizza la postura durante il trattamento.

Durante l'attività aerobica, è necessario mantenere la frequenza cardiaca all'interno della cosiddetta fascia ideale di allenamento. Il cardiofrequenzimetro ne rileva la frequenza ed invia l'informazione all'elettronica, che controlla lo sforzo necessario per ottenere un'attività dimagrante con recupero della tonicità muscolare.

Facilita la metabolizzazione degli acidi grassi, un miglioramento della circolazione cardiovascolare, una buona definizione della massa muscolare in particolare nella zona glutei con una accentuata riduzione della cellulite.

I programmi vengono eseguiti in pieno relax con una ottima ventilazione corpo e la visione di DVD di intrattenimento.